

SANYMAYER

Disinfettante germicida con azione battericida, fungicida e virucida per ambienti.

CARATTERISTICHE

Preparato in formulazione spray con azione disinfettante, battericida, fungicida e virucida e deodorante per catturare cattivi odori da spruzzare negli ambienti

Efficacia testata secondo le seguenti normative:

| VIRUCIDA | BATTERICIDA | FUNGICIDA |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Norma di riferimento | Norma di riferimento | Norma di riferimento |
| EN 14476:2005+A1:2006 | EN 13697 dicembre 2001 | EN 13697 dicembre 2001 |
| | EN 1276 giugno 1997 | EN 1650 dicembre 1997 |
| | AFNOR NF T 72-281 | AFNOR NF T 72-281 |

PUNTI DI FORZA

- Elimina i virus e batteri, previene la diffusione
- Disinfetta l'aspirapolvere, condizionatore, climatizzatore
- Sanifica l'aria degli ambienti ed abitacoli

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Agitare bene il prodotto prima di utilizzarlo. Indirizzare il getto di prodotto verso l'alto al centro degli ambienti/locali da sanificare tenendo la bombola ad una distanza di almeno 20/30 cm dalle superfici e senza eccedere nella quantità. Tempo di ogni singola erogazione 3 - 4 secondi. L'azione completa del prodotto avviene dopo un tempo minimo di contatto di 15 minuti. Ripetere il trattamento all'esigenza in base alla frequentazione e alla aerazione dei locali. È indicato anche per l'uso nei dispenser automatici applicando la speciale valvola ad erogazione dosata. Bombola aerosol a svuotamento totale. Posizionare la bombola aerosol sul pavimento, al centro dell'ambiente. Prima di attivare la valvola è necessario agitare bene la bombola. Premere sul tasto erogatore fino all'incastro della valvola e abbandonare il locale durante l'erogazione chiudendo le porte e finestre di accesso. Lo svuotamento della bombola avviene in circa 2 minuti e mezzo. Attendere il completo svuotamento della bombola e lasciare agire il prodotto per almeno 15 minuti e successivamente areare il locale per 15 minuti. Dosi di impiego: una bombola da 100 ml è mediamente sufficiente ad assicurare una disinfezione di ambienti di 30-100 metri cubi (100 m3 corrispondono ad esempio ad un locale 5x5x4). Se la cubatura dei locali infestati richiede l'impiego contemporaneo di più bombole, questi devono essere collocate ad intervalli regolari l'una dall'altra per permettere una omogenea distribuzione dell'aerosol disinfettante. In tal caso l'operatore deve procedere all'apertura dapprima della bombola più distante dalla porta d'uscita ed inseguito di quelle via via più vicine.

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Registrazione n° 19.523 del Ministero della Salute.

DI LIBERA VENDITA.

CONFEZIONI DISPONIBILI

Contenuto: ml 75/150/400/100 autosvuotante

Codice articolo: SANY075/SANY15012/SANY40012/SANYAUT10012

Quantità per cartone: 12 pezzi

Pubblicazione strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori e ai tecnici del settore.

Usare i Biocidi/PMC con cautela.

Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni riportate sul prodotto.

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono

| | | |
|--|--------------|---|
| Propionato di N,N-didecil-N-metil-poli(ossietil) | | |
| ammonio (da Bardap 26) puro | 0,7 | g |
| Alcol etilico | 50,0 | g |
| Coformulanti ed acqua | q.b. a 100 g | |



SPECIE BERSAGLIO

virus, batteri,
funghi, muffe

LUOGHI DI IMPEGNO

Interno ed esterno



PERICOLO

UFI: EH30-P0QM-R000-SDQD

SANY075



SANY40012



SANY15012



SANYAUT10012



MAYER BRAUN

per un mondo migliore

MAYER BRAUN S.r.l.

Via Brigata Marche, 129 - 31030 CARBONERA (TV) - ITALY
Tel. +39 0422 445 455 - question@mayerbraun.com

www.mayerbraun.com

Azienda Certificata ISO 9001:2015